


BT-CSCB

Bed sore and Wound care Model

USER'S GUIDE



■ 제품 정보

제품명	욕창·창상모형
모델명	BT-CSCB
제조사	주식회사 비티
제조국	대한민국

■ 제품 사양

크 기	300 × 280 × 80 mm
무 게	0.8kg (1개)

■ 제품 서비스 문의

홈페이지	www.btinc.co.kr
주 소	본사 : 경기도 고양시 덕양구 통일로 140, A동 313호 (삼송테크노밸리) 영업/판매 : 부산광역시 남구 전포대로 92번길 27, 부산빌딩 5층
연 락 처	본사 : 02-2038-2903 영업/판매 : 051-903-1144
E-mail	bt@btinc.co.kr

■ 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다.

주의사항을 이행하지 않아 발생하는 모든 사고에 대하여 회사(제조회사)에서는 배상의 책임을 지지 않습니다.

- ① 설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.

- ② 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 서비스(A/S)를 받으실 수 없습니다.
또한, 상업적 목적으로 제품을 개조 또는 모방할 경우 법적 제재를 받게 되오니 주의하시기 바랍니다.


- ③ 제품을 물에 빠뜨리거나 습기가 찬 곳에 장시간 보관하지 마십시오.

- ④ 제품 보관 시 너무 뜨거운 장소나 추운 곳은 가능한 피해 주십시오.
외관 변형이나 제품 내부의 손상이 발생 할 수 있습니다.

- ⑤ 제품의 표면에 솔벤트 유형의 강력 세제나 화학약품 등이 묻을 경우, 변색 또는 코팅/도색이 벗겨질 수 있으므로
각별히 유의하여 주시고, 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천을 이용해 가볍게 닦아내 주시기 바랍니다.

- ⑥ 제품의 성능향상을 위해서 별도의 고지 없이 당사에서 제품 사양을 수정 또는 변경할 수 있습니다.

■ 제품 구성 및 명칭




욕창 1단계 모형

욕창 2단계 모형


욕창 3단계 모형

욕창 4단계 모형

* 각 욕창단계에 창상이 포함됨



인체모형 장착용 고정밴드




보관용 가방


* 기타 - 사용 설명서

■ 제품 기능

<단일모형 실습>



<전신형 인체모형 및 실제 인체 장착 실습>



Product Information

Product Name	Bedsore and Wound care Model
Model Name	BT-CSCB
Manufacturer	BT Inc.
Country of Origin	South Korea

Product Specifications

Size	300 × 280 × 80 mm
Weight	0.8kg (1buttocks)

Customer Service

Web-site	www.btinc.co.kr
Address	Headquarter : A-313 Samsung Techno-valley, 140, Tongil-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10594, South Korea
Contacts	Sales : Busan Building 5F, 27, Jeonpo-daero 92beon-gil, Nam-gu, Busan 48404, South Korea
E-mail	Headquarter : +82-2-2038-2903 Sales : +82-51-903-1144 bt@btinc.co.kr

■ Cautions

Please read it carefully to ensure correct usage and user's safety through understanding of the product.

- Ⓢ Do not use the product for other purposes described in the manual.

- Ⓢ If you disassemble or modify the product without any permission by BT Inc, you cannot get the warranty. Also, making imitated or altered products for commercial purposes are prohibited by law.


- Ⓢ Keep the product away from water and moisture.

- Ⓢ Do not keep the product near hot or cold environments as possible. Deterioration of product or internal damage may occur by the extreme weather conditions

- Ⓢ Never clean the product with chemicals such as solvent, benzene or thinner as these may cause fire ignition or the surface deterioration.

- Ⓢ BT Inc. can change or adjust the product specification without any notice in order to improve the product.

Components



Stage 1

Stage 2


Stage 3

Stage 4

* Wound is included in all buttocks manikin



Wearable belt




Storage bag


* Etc. - User manual

Functions

<Training as a standalone>



<Training as a Wearable to the full-body manikin or human>



■ 품질보증서

제 품 명	육창·창상모형	모 델 명	BT-CSCB
고 객 명		연 락 처	
주 소			
구 입 처		구 입 일	년 월 일

* 이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

품질보증기간	제품 구입일로부터 1년 이내
--------	-----------------

이 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사에 합격한 제품입니다. 구매자가 제품을 구입한 날로부터 1년간 제품의 결함이 없음을 보증합니다. 단, 소모품은 제외합니다. 제품의 품질보증을 위해서는 보증기간 확인을 위해 구입처 및 구입일이 명시된 보증서 또는 영수증 사본을 동봉하셔야 합니다. 위의 문서를 동봉하지 않으셨거나, 문서의 판독이 어려운 경우 무상서비스가 제한 될 수 있습니다. 또한 아래와 같은 경우 서비스가 제한 되거나 보증기간 중일지라도 유상 서비스로 진행 될 수 있습니다.

제품 고장이 아닌 경우	사용설명서 미숙지로 인한 서비스 접수시
	소비자의 고의 또는 과실로 제품의 부품 및 외관을 훼손한 경우
소비자 과실로	제품에 붙어 있는 스티커, 라벨이 손상된 경우 및 외관이 파손되어 있는 경우
	외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상시
고장난 경우	임의로 분해 등 사용자의 부주의 및 과실로 손상된 경우
	사용설명서 내의 주의 사항을 지키지 않아 발생한 고장
그 밖의 경우	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 수해 등)에 의한 고장 발생시
	정식 유통과정을 거치지 않고 구입한 경우

- * 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 왕복 운송비 등의 요금을 청구할 수 있습니다.
- * 운반 도중 분실, 훼손, 지연 등의 분쟁처리는 배송회사의 약관을 따르고, 운반 도중의 사고에 대해 판매업체는 책임을 지지 않습니다.

BT-CSCB

Bed sore and Wound care Model

A-313, Samsung Techno-valley, 140, Tongil-ro,
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10594, Republic of Korea
Homepage: www.btinc.co.kr / E-mail: bt@btinc.co.kr
Tel: +82-2-2038-2903, +82-51-903-1144 / Fax: +82 303-3130-0607

Copyright(c) BT Inc. All rights reserved.